

21\*11.5CM



**Para obtener la máxima protección, sigue las instrucciones de uso:**

- 1.- Abre el envase y extrae el preservativo con cuidado, teniendo en cuenta que puede dañarse con las uñas, dientes y objetos puntiagudos (joyas, piercings, etc.)
- 2.- Ponle el preservativo preferiblemente cuando el pene esté erecto y antes de la penetración vaginal, con el objeto de evitar embarazos y el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
- 3.- Asegúrate de que el reborde del preservativo queda en la parte exterior a medida de que se va desenrollando a lo largo del pene, y aprieta a la vez la punta del preservativo para evitar que quede aire aprisionado en ella.
- 4.- Desenrola completamente el preservativo hacia abajo antes de comenzar la actividad sexual, y, si se sale durante la misma, sustitúyelo por otro nuevo.
- 5.- Tras la eyacuación, sujeta suavemente el preservativo por la base del pene y quítalo tirando desde la punta, con cuidado de no verter su contenido ni tocar con los dedos manchados sobre zonas genitales o mucosas de tu pareja.

**CONSEJOS Y PRECAUCIONES DE USO**

- 1.- Nunca utilices un preservativo más de una vez, utiliza un preservativo nuevo en cada acto sexual.
- 2.- Utiliza también un preservativo nuevo cuando cambies de pareja durante la misma relación, ya que, de lo contrario, podrías contribuir a la transmisión de alguna enfermedad sexual desde tu primera pareja hacia la segunda.
- 3.- Si el material del preservativo está quebradizo o visiblemente dañado, no lo uses, ya que el peligro de rotura o de filtración es máximo.
- 4.- En caso de rotura, el semen puede entrar en contacto con la vagina de tu pareja, por lo que, si el preservativo ha sido usado con fines de prevención de embarazo, es aconsejable recibir atención médica o farmacéutica adecuada antes de 72 horas en un centro de planificación familiar, hospital o una farmacia, y solicitar la píldora del día después.
- 5.- Si deseas una lubricación adicional, utiliza sólo lubricantes con base acuosa, como la glicerina o los geles lubricantes, pero no uses lubricantes de base oleosa, como la vaselina, aceites para bebés, aceites para masajes, lociones corporales, mantequilla, margarina, etc., ya que podrían dañar el preservativo.
- 6.- Se debe consultar al médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de los preservativos de látex con los productos tópicos que se apliquen en el pene o en la vagina.
- 7.- Se advierte que este producto no debe ser utilizado por personas alérgicas al látex.
- 8.- Usados correctamente, los preservativos ayudan a prevenir muchas enfermedades de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea, clamidias, herpes genital, hepatitis B o SIDA, pero no eliminan el riesgo en su totalidad.
- 9.- El uso no vaginal del preservativo, y el contacto con dientes, zonas de vello rasurado o piercings aumenta el riesgo de rotura, por lo que conviene que en esos casos extremes las precauciones

**For maximum pleasure, follow these instructions:**

- 1.- Open the packet and remove the condom carefully as you could damage it with your nails, teeth or pointed objects (jewellery, piercings, etc.)
- 2.- Apply the condom preferably with the penis erect before vaginal penetration to avoid pregnancy or becoming infected with sexually transmitted diseases.
- 3.- Make sure that the rim of the condom is on the outside as the condom is unrolled over the penis, and, at the same time, hold the end of the condom so that no air remains trapped inside.
- 4.- Unroll the condom fully downwards before sexual activity and, in the event that it comes off during sexual activity, use another.
- 5.- After ejaculation, carefully hold the condom at the base of the penis and remove it by pulling from the end making sure not to spill its contents or touch your partner's genitals or mucosa with fingers that have come into contact with sperm.

**ADVICE AND PRECAUTIONS**

- 1.- Never use a condom more than once. Use a new condom for each sexual intercourse.
- 2.- If you change partner during a sexual act, always use a new condom, otherwise you may transmit a sexually transmitted disease from the first to the second partner.
- 3.- If the material that the condom is made of looks broken or is visibly damaged, do not use it as there is a serious danger of splitting or leakage.
- 4.- In the event of splitting, the semen may come into contact with your partner's vagina, and so, if the condom has been used in order to prevent pregnancy, you are advised to seek appropriate medical or pharmaceutical attention within 72 hours from a family planning clinic, hospital or chemist/pharmacy and ask for the morning after pill.
- 5.- If you require additional lubrication, only use water-based lubricants, such as glycerine or lubricating jellies, but do not use oil-based lubricants, such as vaseline, baby oils, massage oils or body lotions, butter, margarine, etc., as they may damage the condom.
- 6.- Consult your doctor or chemist/pharmacist to find out about the compatibility of latex condoms with topical products applied to the penis or the vagina.
- 7.- Warning: do not use this product if you are allergic to latex.
- 8.- When used properly, condoms help prevent many sexually transmitted diseases such as, syphilis, gonorrhoea, chlamydia, genital herpes, hepatitis B and AIDS, but they do not completely remove the risks involved.
- 9.- Non-vaginal use of the condom, contact with teeth, shaved hair or piercings all increase the risk of the condom splitting. Therefore, take extra precautions in those cases.



**Özellikler / Özellikler:**  
Shandong Hing Yuan Latex Co., Ltd. Yüksek Lisanslı Üretici, Davranışlı Üretici  
Möbius CE-0123 Ürün  
Bereketli Sağlık Kurumları, Almanya

**İthalatçı / İthalatçı:** Hınkar Eczacı ve Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Akşemî Mah. 2075 Sk. No:1 Merkezözü / ÖZNEZİ-TÜRKÇÜ  
+90 358 371 66 56 [www.hınkarmedikal.com](http://www.hınkarmedikal.com)

**Um einen maximalen Schutz zu gewährleisten, bitte die folgende Gebrauchsanweisung beachten:**

- 1.- Die Verpackung öffnen und das Kondom vorsichtig herausziehen, Achtung: das Kondom kann mit Nägeln, Zähnen oder scharfkantigen Gegenständen (Schmuck, Piercings, etc.) beschädigt werden.
- 2.- Das Kondom vorzugsweise vor dem Geschlechtsverkehr auf den erigierten Penis aufsetzen, damit ungewollte Schwangerschaften und die Ansteckung von sexuell übertragbaren Krankheiten vermieden werden.
- 3.- Sicherstellen, dass der Abrollrand des Kondoms beim Abrollen über den Penis auf der Aussenseite liegt, und gleichzeitig die Kondomspitze zudrücken, damit keine Luft eingeschlossen wird.
- 4.- Das Kondom vollständig nach unten abrollen, bevor der Sexualverkehr begonnen wird. Sollte es beim Verkehr abrutschen, bitte ein neues benutzen.
- 5.- Nach dem Samenerguss das Kondom sanft am Gliedansatz festhalten und abziehen, indem an der Spitze gezogen wird. Dabei darauf achten, dass sein Inhalt nicht vergossen wird und dass keine Genital- oder Schleimhautbereiche des Partners mit befeuchteten Fingern berührt werden.

**RATSCHLÄGE UND BENUTZUNGSANWEISE**

- 1.- Kondome nur einmal benutzen, bei jedem Verkehr ein neues Kondom benutzen.
- 2.- Auch dann ein neues Kondom benutzen, falls während des Verkehrs der Partner gewechselt werden sollte, da sonst dazu beigetragen werden kann, dass sexuelle Krankheiten vom ersten auf den zweiten Partner übertragen werden.
- 3.- Das Kondom nicht benutzen, wenn das Kondommaterial brüchig oder sichtlich beschädigt ist, da eine erhöhte Gefahr besteht, dass es Risse oder sogar ein Durchsacken gibt.
- 4.- Im Falle eines Risses kann der Samen mit der Vagina der Partnerin in Berührung kommen. Wird das Kondom als Verhütungsmittel eingesetzt, ist es ratsam, die geeignete ärztliche oder pharmazeutische Behandlung vor Ablauf von 72 Stunden aufzusuchen, sei es in einer Familienberatung, Krankenhaus oder Apotheke, und nach der Tag danach Pille zu fragen.
- 5.- Sollte ein zusätzliches Gleitmittel gewünscht werden, bitte nur Gleitmittel auf Wasserbasis benutzen, wie Glycerin oder Gleitgel, aber keine Gleitmittel auf Ölbasis wie Vaseline, Babyöl, Massageöl, Körperlotionen, Butter, Margarine, etc., da diese das Kondom beschädigen könnten.
- 6.- Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach der Verträglichkeit der Latex-Kondome mit den gängigen Produkten, die für Penis und Vagina verwendet werden.
- 7.- Wir weisen darauf hin, dass dieses Produkt nicht für Personen mit Latexallergie geeignet ist.
- 8.- Wenn sie richtig eingesetzt werden, tragen Kondome dazu bei, vielen sexuell übertragbaren Krankheiten vorzubeugen, wie z.B. Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydia, Genitalherpes, Hepatitis B oder AIDS, aber sie können keinen 100%igen Schutz bieten.
- 9.- Der Kondomeinsatz ausserhalb der Vagina, der Kontakt mit Zähnen, rasierten Hautbereichen oder Piercings erhöhen das Reizrisiko, deswegen sollte in solchen Fällen eine erhöhte Vorsorge getroffen werden.

**Al fine di ottenere la massima protezione, si prega di seguire queste istruzioni d'uso:**

- 1.-Aprire la confezione ed estrarre il preservativo prestando attenzione, dato che il profilattico può essere danneggiato da unghie, denti e oggetti taglienti (gioielli, piercing, ecc.)
- 2.-Indossare il preservativo preferibilmente quando il pene è eretto e prima della penetrazione vaginale, al fine di prevenire gravidanze e la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili.
- 3.-Assicurarsi che il bordo del preservativo si trovi all'esterno, mentre si scrotola lungo il pene e, contemporaneamente, stringere la punta del profilattico affinché non rimanga aria al suo interno.
- 4.-Scrotolare il preservativo fino in fondo prima dell'attività sessuale e, se fuoriesce durante il rapporto, sostituirlo con un nuovo.
- 5.-Dopo l'eiaculazione, mantenere fermo il preservativo alla base del pene con delicatezza, quindi estrarlo tirando dalla parte superiore verso l'alto e facendo attenzione a non rovesciarne il contenuto, evitando di toccare con le dita sporche le zone genitali o le mucose della partner.

**CONSIGLI E PRECAUZIONI**

- 1.- Non usare mai un preservativo più di una volta, usarne uno nuovo ad ogni atto sessuale.
- 2.- È necessario, inoltre, utilizzare un nuovo profilattico quando si cambia partner nel corso dello stesso rapporto, poiché, altrimenti, si potrebbe contribuire alla trasmissione di malattie sessuali da un partner all'altro.
- 3.- Se il materiale del profilattico è rovinato o visibilmente danneggiato, si prega di non utilizzarlo, poiché il rischio di rottura o perdita, in questo caso, è massimo.
- 4.- In caso di rottura, lo sperma può entrare in contatto con la vagina della partner, pertanto, se il preservativo è stato usato al fine di prevenire possibili gravidanze, è necessario richiedere un'adeguata assistenza medica o farmaceutica entro 72 ore presso centri di pianificazione familiare, in ospedale o in farmacia e farsi prescrivere la pillola del giorno dopo.
- 5.- Per una lubrificazione addizionale, utilizzare solo lubrificanti a base d'acqua, come glicerina o gel lubrificanti, ma non usare mai lubrificanti a base oleosa come vaselina, oli per bambini, oli per massaggi, lozioni per il corpo, burro, margarina, ecc., poiché potrebbero danneggiare il preservativo.
- 6.- Si prega di consultare il proprio medico o farmacista per eventuali incompatibilità dei preservativi in lattice con prodotti per uso topico applicati su pene o vagina.
- 7.- Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone allergiche al lattice.
- 8.- Usati correttamente, i preservativi aiutano a prevenire molte malattie a trasmissione sessuale come la sifilide, la gonorrea, la chlamydia, l'herpes genitale, l'epatite B o l'AIDS, ma non ne eliminano il rischio completamente.
- 9.- L'uso non vaginale del preservativo, nonché il contatto con denti, zone rasate o piercings aumentano il rischio di rottura e pertanto, in questi casi, conviene aumentare le precauzioni.

**Pour une protection maximum, suivez les instructions d'usage:**

- 1.- Ouvrir l'emballage et extraire le préservatif avec précaution, en faisant attention de ne pas l'abîmer avec les ongles, les dents ou avec des objets pointus (bijoux, piercings, etc.)
- 2.- Mettre le préservatif de préférence quand le pénis est en érection et avant la pénétration vaginale, afin d'éviter les grossesses et empêcher la contamination par des maladies sexuellement transmissibles.
- 3.- En déroulant le préservatif sur le pénis, vérifiez que le rebord reste toujours à l'extérieur : pincez l'extrémité du préservatif afin d'en chasser l'air.
- 4.- Déroulez complètement le préservatif jusqu'à la base du pénis avant de commencer l'activité sexuelle, et si le préservatif glisse et ne tient pas, utilisez un nouveau préservatif.
- 5.- Après l'éjaculation, tenez avec précaution le préservatif à la base du pénis et retirez-le en le prenant de la pointe tout en évitant de répandre son contenu et de ne pas toucher avec les doigts maculés les zones génitales ou muqueuses de votre partenaire.

**CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'USAGE**

- 1.- Chaque préservatif est à usage unique. Utilisez un nouveau préservatif pour chaque acte sexuel.
- 2.- Utilisez également un nouveau préservatif quand vous changez de partenaire durant un même acte sexuel. Dans le cas contraire, vous contribuez à la transmission d'une maladie sexuellement transmissible.
- 3.- Si le préservatif est fait d'une matière fragile ou s'il est endommagé, ne l'utilisez pas étant donné l'augmentation du risque de déchirure ou de filtration.
- 4.- En cas de déchirure, le sperme peut entrer en contact avec le vagin de votre partenaire. Par conséquent, si le préservatif a été utilisé pour éviter une grossesse, il est conseillé de consulter un médecin ou un pharmacien dans les 72 heures qui suivent, dans un centre de planification familiale, un hôpital ou une pharmacie.
- 5.- Si le préservatif est fait d'une matière fragile ou s'il est endommagé, ne l'utilisez pas étant donné l'augmentation du risque de déchirure ou de filtration.
- 4.- En cas de déchirure, le sperme peut entrer en contact avec le vagin de votre partenaire. Par conséquent, si le préservatif a été utilisé pour éviter une grossesse, il est conseillé de consulter un médecin ou un pharmacien dans les 72 heures qui suivent, dans un centre de planification familiale, un hôpital ou une pharmacie, et de demander la pilule du lendemain.
- 5.- Si vous avez besoin de lubrification supplémentaire, utilisez seulement des lubrifiants à base d'eau, tels que la glycérine, ou les gels lubrifiants, mais n'utilisez jamais de lubrifiants à corps gras, comme la vaseline, les huiles pour bébés, les huiles pour massages, les lotions corporelles, le beurre, la margarine, etc., car ils risquent d'abîmer le préservatif.
- 6.- Il faut demander conseil au médecin ou au pharmacien à propos de la compatibilité des préservatifs de latex avec les produits externes appliqués dans le vagin ou le pénis.
- 7.- Mise en garde: ce produit ne peut pas être utilisé par des personnes allergiques au latex.
- 8.- Un usage correct des préservatifs aide à prévenir de nombreuses maladies sexuellement transmissibles, comme la syphilis, la gonorrhée, la chlamydia, l'herpe génitale, l'hépatite B ou le SIDA, mais ils n'éliminent pas totalement le risque.
- 9.- L'usage non vaginal du préservatif, son contact avec les dents, les zones de poils rasés ou de piercings, augmente le risque de rupture. Dans de tels cas, une prudence extrême est nécessaire.

**Maksimum haz için bu talimatları izleyin:**

- 1.-Paketi açın ve prezervatif dikkatlice çıkarın. Tınaklarınız, dişleriniz veya taktığınız piercing gibi avari ucu nesnelere prezervatif zarar vermemelisiniz.
- 2.-Prezervatif, hamileliği önlemek veya cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek için vajinal penetrasyondan önce terahem penis erekte haldeyken uygulanır.
- 3.-Prezervatifin penisin arkasını prezervatifin halka kısmını dışarıda olduğundan emin olun ve ayrı zamanda prezervatifin uçundan tutun. Böylece prezervatifin içinde hava kalmayacaktır.
- 4.-Prezervatif cinsel aktiviteden önce tamamen aşağıya doğru açın ve cinsel aktivite sırasında çıkması durumunda başka bir prezervatif kullanın.
- 5.-Bogalandan sonra, prezervatif penisin tabanından dikkatlice tutun ve içinden spermın öökülmesine veya partenerinin cinsel organına veya mukozasına sperm le temas eden parmaklarla dokunmamasına dikkat ederek uçundan çıkararak çıkarın.

**TAVSİYE VE ÖNERİLER**

- 1.-Asla bir prezervatif birden fazla kullanmayın. Her cinsel ilişki için yeni bir prezervatif kullanın.
- 2.-Cinsel bir eylem sırasında partnerinizi değiştirdiğiniz, her zaman yeni bir prezervatif kullanın, aksi takdirde cinsel yolla bulaşan bir hastalığı belirli partnerden ikinci partnerine bulaştırabilirsiniz.
- 3.-Prezervatifin yapıştığı materyale kırılmaya veya götürlür şekilde hasar görmeye, cüsti bir yarına veya szirnti tehlikesi olduğundan kullanmayınız.
- 4.-Bölümde durumunda, meni eginiz vajinaya temas edebilir ve bu nedenle, prezervatif gebeliği önlemek için kullanımsız, bir alle parlatma kirliyi hastamandıran 72 saat içinde organı tıbbi veya eczaneinden yardım alınmaz önlemler veya eczaneinden erteli gün hapa isteyin.
- 5.-Ek yağlamaya ihtiyacınız varsa, sadece su bazlı kayganlaştırıcılar, gleserin veya yağlama jelleri kullanın, ancak vazelin, bebek yağına, masaj yağına veya vıcık losyonlarına, kremlere, margarin vb. gibi yağ bazlı kayganlaştırıcılar kullanmayın. Bu tür yağ bazlı kayganlaştırıcılar prezervatif zarar verebilir.
- 6.-Latex prezervatifleri penis ve vajinaya uygulanan topikal ürünlerle uyumluluğunu öğrenmek için doktorunuza veya eczacınıza danışın.
- 7.-Diğer: Latexa alerjiniz varsa bu ürünü kullanmayın.
- 8.-Doğru kullanıldığında prezervatifler sifiliz, bel soğukluğu, klamidyia, genital herpes, hepatit B ve AIDS gibi cinsel yolla bulaşan birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olur, ancak ilgili riskleri tamamen ortadan kaldırmaz.
- 9.-Prezervatifin dişlerle teması, traşlanmış saç veya piercingin vajinal etrafına kullanımı prezervatifin yarımına riskleri artırır. Bu yüzden, bu durumlarda ekstra dikkat alın.