

# KOMPRESÖRLÜ NEBULİZATÖR

MODEL NO: HNK-NBL-S



**H** | **nimo**®

NİMO® Kompresörlü Nebulizatör astım, alerjiler ve diğer solunum rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır.

NİMO® Kompresörlü Nebulizatör, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren kompresör motoru ile ilaç kabı içerisindeki sıvı haldeki ilacı aerosol buğusuna dönüştürüp, kolayca solunabilecek hale getirir.

NİMO® Kompresörlü Nebulizatör hastayı rahatsız etmeden, hızlı ve gereken tedaviye en uygun şekilde ilacı hastaya verebilmektedir. Cihaz her yaşta hastanın kullanımı için uygundur. Kullanımı kolay ve ergonomik bir yapıya sahip olup, evde, işyerinde, rahatlıkla kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.

Nefes  
almak  
**nimo®**  
ile Artık  
Hiç Zor  
Değil

Hafif ve  
taşınabilir mini  
kompakt  
tasarım

Düşük  
ilaç kalıntısı

Buhar çıkışı  
ayarlanabilir  
ilaç kabı

Güçlü  
kompresör  
motoru ile yüksek  
yoğunlukta  
buhar çıkışı

Uzun hava  
hortumu  
sayesinde  
hareket  
özgürlüğü

**FTALAT  
&  
LATEKS  
İÇERMEZ**

**2 YIL  
GARANTİLİ**

## Buhar Miktarı Ayarlanabilir İlaç Kabı

İlaç kabı kapağında yer alan, nebulizasyon kontrol vanasını “+” veya “-” yönde hareket ettirebilirsiniz. Buhar çıkış miktarı artık sizin kontrolünüzde.



### + YÖN (Alt Solunum Yolları)

- \*Soğuk algınlığı
- \*Rinit
- \*Alerji gribi

### - YÖN (Üst Solunum Yolları)

- \*Bronşit
- \*Bronşiolit
- \*Astım vb.

## Hızlı ve Etkili Tedavi İmkani

Partiküllerin boyutu  
0.5  $\mu\text{m}$  ile 5  $\mu\text{m}$  arasında  
olup akciğerlere kadar  
ulaşmaktadır.

Güçlü kompresör  
motoru ile daha  
yoğun buharlar

## NIMO® ile Konfor Sizinle

Uzun hava hortumu sayesinde  
hareket özgürlüğü

Rahat nefes almanız için  
NIMO® hep yanınızda



NIMO® Kompresörlü Nebülizatör sizin rahatlığınız göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Kullanımı kolay ve ergonomik bir tasarıma sahiptir.

Ayarlanabilir ilaç kabı, uzun hava hortumu, güçlü motoru vb özellikleri ile evinizde, işyerinizde daima sizinleyiz.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	AC 220V 50Hz
Güç Tüketimi	150 VA
MMAD	3.3 µm
Hava Çıkış Aralığı	4-6 L/dk
Ortalama Nebulizasyon Hızı	0.30 ml/dk
Partikül Boyut Aralığı	0.5 - 9 µm
İlaç Kabı Kapasitesi	6 ml maks.
Ses Seviyesi	< 60 dB











## KUTU İÇERİĞİ

1 Adet NİMO Kompresörlü Nebülizatör	1 Adet Ağızlık	1 Adet Yetişkin Maskesi	1 Adet Çocuk Maskesi
1 Adet İlaç Kabı	Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi	1 Adet Hava Hortumu	5 Adet Yedek Hava Filtresi



 <p><b>T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI</b> Onaylı Ürün</p>	 <p><b>ÜTS</b> ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ</p>	 <p><b>YERLİ ÜRETİM</b></p>
		

*Her şey*  
**SAĞLIĞINIZ İÇİN!**