



Her şey sağlığınız için!


Medikal
Ürün
Katalogu

 | nimo®

 | nimo med®



Denizli / TÜRKİYE



nimo®

nimomed®

Gölge®

ece®

haiti

Anti-m®

MERRY®

ÜRETİMLERİMİZ

NEBULİZATÖR

4-8

TERMOMETRE

9-11

GÖĞÜS
POMPASI

12-13

KULAK
KORUYUCU

14-15

MASKE

16-19

HAVA
NEMLENDİRİCİ

20

HAKKIMIZDA

Hünkar; medikal ve kişisel bakım sektöründe 37 yıllık geçmişe dayanan güçlü kuruluşu, tecrübesi ve sahip olduğu satış ağıyla Türkiye ve ihracat yaptığı ülkelerde kendi markaları ile bir değer olmayı başarmıştır. 1984 yılından günümüze ilerleyen teknolojiyle, kalitemizle, müşterilerimize gösterdiğimiz saygı ve kattığımız değerlerle; sektördeki en iyiler arasında yer alma konusunda hızla ilerliyoruz. 65 kişiden oluşan alanında uzman personelimizle 3000 m² kapalı alana sahip fabrikamızda kendi markalarımızla üretimini gerçekleştirdiğimiz Nebulizatör, Temassız Ateş Ölçer ve Göğüs Pompalarımız ile ürün konseptimize her geçen gün yeni ürünler eklemeye devam ederek, müşterilerimizin taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamaktayız. Hünkar Ecza ve Medikal özellikle yerli üretimini gerçekleştirdiği solunum grubu cihazlarından Kompresörlü Nebulizatör ve yeni nesil Taşınabilir Mesh Nebulizatör ürünleri ile Türkiye pazarının lideri konumundadır. 27'den fazla ülkeye ihracat yapan Hünkar Ecza ve Medikal dünya üzerindeki pazar ağını her geçen gün daha da fazla genişletmektedir.

Vizyonumuz; 1984 ten bu yana süre gelen kalitemizi gelecek yıllar boyunca devam ettirmek, misyonumuz; müşterilerimizin en iyi tedarikçisi olmaktır. Bu amaçla Hünkar ailesi olarak, 37 yıllık tecrübemizle Ar-Ge çalışmalarımızla her zaman müşterilerimizin yanında olmak için çalışıyoruz.

ISO 9001 ve ISO 13485 kapsamımız ise şu şekildedir:

Kompresörlü Nebulizatör, Taşınabilir Mesh Nebulizatör, Oksijen Maskesi, Nebulizer Set, Göğüs Pompası ve Temassız Ateş Ölçer üretim, dağıtım ve teknik servisi.

www.hunkarmedikal.com

İTHAL ÜRÜNLER

TANSİYON
ALETLERİ

22-27

ULTRASONİK
NEBULİZATÖR

28

KLİNİK
VE ODA
DERECELERİ

29-30

ANNE
VE BEBEK

31

HAVALI YATAK

32-33

SICAK SU
TORBASI

34-35

PREZERVATİF

36

www.hunkarmedikal.com

NEBULİZATÖR

nimo®

TAŞINABİLİR MESH NEBULİZATÖR


MODEL NO: HNK-MESH-01

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Metodu	Aktif Titreşimli Mesh Teknolojisi
Nominal Çalışma Gerilimi	DC 4.8V (dahili lityum titanat batarya) veya DC 5.0V 1A
Güç Tüketimi	<4.0 W
Nebulizasyon Hızı	0.5 ± 0.15 ml/dk
MMAD	2.5±30%µm
Titreşim Frekansı	120 kHz±10 kHz
İlaç Kabı Kapasitesi	10 ml
Tip	BF Tipi Uygulanabilir Parçalar
Katı ve Sıvı Koruma Sınıfı	IP22
Boyut	41mm(B)x45mm(E)x91mm(Y)
Ağırlık	110 gr (Batarya Dahil)

STANDART AKSESUARLAR

Yetişkin Maske, Çocuk Maske, Ağızlık, USB Kablo, Kullanım Kılavuzu



2X2.4V Lİ-TİTANAT ÇİFT BATARYA TEKNOLOJİSİ

Yüksek ısı direnci, patlamaya dayanıklı özelliği ve yüksek güvenlik performansı ile yılda 3000 kez şarj/deşarj imkanı sunarak 5 yıla kadar kullanım ömrüne sahip yeni nesil çevre dostu pil teknolojisine sahiptir.



TİTANYUM ALAŞIMLI MESH TEKNOLOJİSİ

Titanyum alaşımlı mesh, yüksek sıcaklıklara karşı dayanım, yüksek korozyon direnci ve premium biyouyumluluk özellikleri sayesinde nebulizasyonu daha güvenli ve etkili hale getirir.



USB KABLO İLE ŞARJ ÖZELLİĞİ

Mikro USB kablosuyla herhangi bir 5V USB güç adaptöründen, aracınızdan veya doğrudan bilgisayarınız ile 90 dakikada şarj edebilirsiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Hafif ve taşınabilir. Sadece 110 gram
- Çocuklar, bebekler ve yetişkinler için mini kompakt dizayn
- Akciğerlerde etkili ilaç birikimi
- Şarj edilebilir Li-Titanat batarya teknolojisi
- 10 dk kullanım sonrası otomatik kapanma
- Düşük güç tüketimi, sessiz çalışma
- Düşük ilaç seviyesi algılama
- Yüksek yoğunluklu buhar çıkışı



MMAD
2.5 µm



Akıllı
Kontrol



Ses
2.3 dBA



Nebulizasyon
Hızı
0,5 ml/dk



İlaç
Kabı Kapasitesi
10ml



Tam Dolu
Batarya ile
Aralıksız 60 dk
Tedavi İmkânı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	AC 220V 50Hz
Güç Tüketimi	150 VA
MMAD	3.3 µm
Hava Çıkış Aralığı	4-6 L/dk
Ortalama Nebulizasyon Hızı	0.30 ml/dk
Partikül Boyut Aralığı	0.5 - 9 µm
İlaç Kabı Kapasitesi	6 ml maks.
Ses Seviyesi	< 60 dB

STANDART AKSESUARLAR

İlaç Kabı, Hava Hortumu, Yetişkin Maske, Çocuk Maske, Ağzılık, Yedek Hava Filtresi (5 adet), Kullanım Kılavuzu

MMAD
3-3.5 µm

Nebulizasyon
Hızı
0.2-0.4 ml/dk.

Ses
Seviyesi
≤60 dB

Maks.
Çalışma
Basıncı
2.5 Bar

Buhar çıkışı
ayarlanabilir
ilaç kabı

FTALAT
&
LATEKS
İÇERMEZ

KOMPAKT KOMPRESÖRLÜ NEBÜLİZATÖR

MODEL NO: HNK-NBL-MN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	AC 220V 50Hz
Güç Tüketimi	150 VA
MMAD	3.3 µm
Hava Çıkış Aralığı	4-6 L/dk
Ortalama Nebulizasyon Hızı	0.30 ml/dk
Partikül Boyut Aralığı	0.5 - 9 µm
İlaç Kabı Kapasitesi	6 ml maks.
Ses Seviyesi	< 60 dB

STANDART AKSESUARLAR

İlaç Kabı, Hava Hortumu, Yetişkin Maske, Çocuk Maske, Ağzılık, Yedek Hava Filtresi (5 adet), Kullanım Kılavuzu

MMAD
3-3.5 µm

Nebulizasyon
Hızı
0.2-0.4 ml/dk.

Ses
Seviyesi
≤60 dB

Maks.
Çalışma
Basıncı
2.5 Bar

Buhar çıkışı
ayarlanabilir
ilaç kabı

FTALAT
&
LATEKS
İÇERMEZ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	AC 220V 50Hz
Güç Tüketimi	150 VA
MMAD	3.3 µm
Hava Çıkış Aralığı	4-6 L/dk
Ortalama Nebulizasyon Hızı	0.30 ml/dk
Partikül Boyut Aralığı	0.5 - 9 µm
İlaç Kabı Kapasitesi	6 ml maks.
Ses Seviyesi	< 60 dB

STANDART AKSESUARLAR

İlaç Kabı, Hava Hortumu, Yetişkin Maske, Çocuk Maske, Ağzılık, Yedek Hava Filtresi (5 adet), Kullanım Kılavuzu

MMAD
3-3.5 µm

Nebulizasyon
Hızı
0.2-0.4 ml/dk.

Ses
Seviyesi
≤60 dB

Maks.
Çalışma
Basıncı
2.5 Bar

Buhar çıkışı
ayarlanabilir
ilaç kabı

FTALAT
&
LATEKS
İÇERMEZ

KOMPAKT ARABA NEBÜLİZATÖR

MODEL NO: HNK-NBL-CAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	AC 220V 50Hz
Güç Tüketimi	150 VA
MMAD	3.3 µm
Hava Çıkış Aralığı	4-6 L/dk
Ortalama Nebulizasyon Hızı	0.30 ml/dk
Partikül Boyut Aralığı	0.5 - 9 µm
İlaç Kabı Kapasitesi	6 ml maks.
Ses Seviyesi	< 60 dB

STANDART AKSESUARLAR

İlaç Kabı, Hava Hortumu, Yetişkin Maske, Çocuk Maske, Ağzılık, Yedek Hava Filtresi (5 adet), Kullanım Kılavuzu

MMAD
3-3.5 µm

Nebulizasyon
Hızı
0.2-0.4 ml/dk.

Ses
Seviyesi
≤60 dB

Maks.
Çalışma
Basıncı
2.5 Bar

Buhar çıkışı
ayarlanabilir
ilaç kabı

FTALAT
&
LATEKS
İÇERMEZ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	AC 220V 50Hz
Güç Tüketimi	150 VA
MMAD	3.3 µm
Hava Çıkış Aralığı	4-6 L/dk
Ortalama Nebulizasyon Hızı	0.30 ml/dk
Partikül Boyut Aralığı	0.5 - 9 µm
İlaç Kabı Kapasitesi	6 ml maks.
Ses Seviyesi	< 60 dB

STANDART AKSESUARLAR

İlaç Kabı, Hava Hortumu, Yetişkin Maske, Çocuk Maske, Ağzılık, Yedek Hava Filtresi (5 adet), Kullanım Kılavuzu

MMAD
3-3.5 µm

Nebulizasyon
Hızı
0.2-0.4 ml/dk.

Ses
Seviyesi
≤60 dB

Maks.
Çalışma
Basıncı
2.5 Bar

Buhar çıkışı
ayarlanabilir
ilaç kabı

FTALAT
&
LATEKS
İÇERMEZ

DİĞER KOMPAKT NEBÜLİZATÖR

MODEL NO: HNK-NBL-EXT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	AC 220V 50Hz
Güç Tüketimi	150 VA
MMAD	3.3 µm
Hava Çıkış Aralığı	4-6 L/dk
Ortalama Nebulizasyon Hızı	0.30 ml/dk
Partikül Boyut Aralığı	0.5 - 9 µm
İlaç Kabı Kapasitesi	6 ml maks.
Ses Seviyesi	< 60 dB

STANDART AKSESUARLAR

İlaç Kabı, Hava Hortumu, Yetişkin Maske, Çocuk Maske, Ağzılık, Yedek Hava Filtresi (5 adet), Kullanım Kılavuzu



MMAD
3-3.5 µm

Nebulizasyon
Hızı
0.2-0.4 ml/dk.

Ses
Seviyesi
≤60 dB


Maks.
Çalışma
Basıncı
2.5 Bar

Buhar çıkışı
ayarlanabilir
ilaç kabı

FTALAT
&
LATEKS
İÇERMEZ

TERMOMETRE





Body
36.2 °C
32.0 - 37.4 °C

Body
37.5 °C
37.5 - 37.9 °C

Body
40.5 °C
38.0 - 42.9 °C

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Temassız ölçüm yapabilme
- 1 sn içinde ölçüm yapabilme
- İnsan vücut sıcaklığı ve cisim sıcaklığı ölçümü yapabilme
- Kolay okunabilir büyük segment LCD ekran
- 99 adet geriye dönük ölçüm hafızası
- 10 sn içerisinde otomatik kapatma
- Yüksek ateş sesli ve renkli ekran uyarısı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüm Modu		Vücut / Cisim	
Sıcaklık Ölçüm Aralığı		Vücut: 32.0 – 42.9 ° C Cisim: 0.0 – 100.0 ° C	
Çalışma Ortamı Sıcaklığı		10 – 40 ° C	
Çalışma Ortamı Nem Oranı		≤ 95 % RH	
Doğruluk Oranı	Vücut:	32.0 / 35.9 ° C	± 0.2 ° C
		36.0/ 39.0 ° C	± 0.2 ° C
		39.0/ 42.9 ° C	± 0.2 ° C
	Cisim:	0.0/ 100.0 ° C	± 1.0 ° C
Sıcaklık Birimi		° C ~ ° F	
Tekrar Edilebilirlik Oranı		± 0.2 ° C	
Ölçüm Zamanı		< 0.8 saniye	
Rakamsal Ekran Çözünürlüğü		0.1	
Ölçüm Mesafesi		3 - 5 cm	
Otomatik Kapanma Süresi		10 saniye	
Hafıza		99 Adet	
Saklama ve Taşıma Koşulları	Sıcaklık:	-25°C ~ 70°C	
	Nem:	≤95% RH.	
	Atmosfer Basıncı:	70 ~ 106 kPa	
Tip		B Tipi Uygulanabilir Parçalar	
Koruma Sınıfı		IP00	
Güç	3V DC (2x1.5 V AAA Alkaline Pil)		
	Ölçüm Alma	≤ 60 mW	
	Bekleme Durumu	≤ 15 mW	
	Kapalı iken	≤ 5µW	
Elektriksel Güvenlik Sınıfı		Dahili Güç Kaynaklı ME Ekipman	
Boyutlar		140mm(Boy) x 100mm(En) x 40mm (Yükseklik)	
Ağırlık		93 gr (pilsiz)	

STANDART AKSESUARLAR

1 adet HNK-TB-01 Temassız Ateş Ölçer, Kullanım kılavuzu, 2 adet AAA Pil

GÖĞÜS POMPASI

nimo®

ELEKTRONİK TEKLİ GÖĞÜS POMPASI

MODEL NO: HNK-SUTPUMP-01



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Adaptörlü veya pilli sağım yapabilme
- Bebeklerin emişini taklit eden biyonomik ritim
- Yumuşak silikon göğüs yastığı sayesinde ağrısız, rahat kullanım
- 160 mmHg'ye kadar vakum miktarı
- 8 farklı ritim seçeneği
- BPA içermez
- 30 dk. sonra otomatik olarak kapanma

STANDART AKSESUARLAR

1 Adet Elektronik Tekli Göğüs Pompası, 1 Adet AC/DC Adaptör, 1 Adet Taşıma Çantası, 1 Adet Silikon Biberon Emziği, 1 Adet Yedek Tek Yönlü Emme Valfi, 1 Adet Kullanım Kılavuzu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maks. Vakum	160 mmHg
Çalışma Ortam Sıcaklığı	5 – 40 ° C
Çalışma Ortamı Nem Oranı	≤ 95 % RH
Güç	6W-DC 6V 1A veya (4x1.5 AA Alkaline Pil) (Piller Ambalaja Dahil Değildir !)
Adaptör	Giriş: 100-240VAC ~ 50/60Hz Çıkış: DC 6V 1A
Otomatik Kapanma Süresi	30 dk
Katı ve Sıvı Koruma Sınıfı	IP22
Sınıfı	Sınıf II
Boyutlar	105mm(Boy) x 100mm(En) x 60mm(Yükseklik)
Ağırlık	225 gr (Pilsiz)

MANUEL GÖĞÜS POMPASI

MODEL NO: HNK-SUTPUMP-MNL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ergonomik tasarım, hafif ve kompakt dizayn
- Kullanımı kolay
- Manuel sağım özelliği ile her yerde kullanım imkanı
- 220 mmHg'ye kadar vakum miktarı
- Süt akışını uyarıcı yumuşak göğüs yastığı
- BPA içermez
- Ergonomik kulp tasarımı ile tek elle kullanım imkanı

STANDART AKSESUARLAR

1 Adet Manuel Göğüs Pompası, 1 Adet Taşıma Çantası, 1 Adet Silikon Biberon Emziği, 1 Adet Yedek Tek Yönlü Emme Valfi, 1 Adet Kullanım Kılavuzu



KULAK KORUYUCU

nimo®

İPLİ SÜNGER KULAK KORUYUCU

YERLİ
ÜRETİM

2'Lİ SİLİKON KULAK KORUYUCU

YERLİ
ÜRETİM

ÇOCUKLAR İÇİN KULAK KORUYUCU

YERLİ
ÜRETİM

YERLİ
ÜRETİM


4'LÜ SİLİKON KULAK KORUYUCU

YERLİ
ÜRETİM

YUMUŞAK-İPLİ SİLİKON KULAK KORUYUCU



MASKE



nimo®




YIKANABİLİR KUMAŞ MASKE

UNISEX YETİŞKİN VE ÇOCUK MASKE

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- **OEKO-TEX** sertifikalı terleme yapmayan, bakteri barındırmayan ve iz bırakmayan özel teknik Madaline mikrofilament kumaştan üretilmektedir.
- **Anti bakteriyel koruma**
- **Bakteri Filtrasyon Verimliği (BFE) %95'ten büyüktür**
- **Hijyenik Doku-Alerjen Değildir** Nano Maskeler gibi terleme yapmaz. Sıcak yaz aylarında ferah kullanım sağlar. Hassas yüzeyi, yumuşak dokusu ve kumaş kalitesi ile cildi tahriş etmez.
- **Su İtici Özellik** Kumaşın su itici özelliği sayesinde damlacıkları maskenin içerisine almaz, bulaşından korur.
- **Nem Yönetimi ve Hızlı Kuruma**
- **Bütçe Dostu**
- **Uzun Süre Aşınmaya Karşı Dayanıklı** Güneşe karşı rengini uzun süre korur. Güneş ışığında güvenle kullanabilirsiniz.
- **Nefes Alınabilir ve Sonsuz Filament Yapısı Sayesinde Toz geçirmez**
- **UV en yüksek koruma derecesi** UV Absorpsiyonu; en yüksek koruma derecesi, UV Standardı 801'e göre UV Label Grade 80 sertifikasına sahiptir.
- **Yıkanebilir- Çoklu Kullanım Avantajı** Elde veya çamaşır makinesinde hafif deterjan veya sabun minimum 30° maksimum 60° 'ye kadar yıkanması tavsiye edilir. Yumuşatıcı ve çamaşır suyu kullanmayın. Hızlı kuruma avantajı sayesinde akşam yıkanıp sabah kullanılabilir.
- **Şeffaf Ve Açılmadan Gözlemlenebilir Paket Tasarımı**
- **Her Yüze Oturabilen Elastik Kumaştan Üretilmiş Olup Standart Bedendir**





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ağız ve burun için tek kullanımlık maske
- Elastik bantlı kolay takılabilir
- 3 katlı ve filtre özellikli
- Lateks ve cam elyaf içermez



EN14683 Standartlarında Tip IIR Sınıfında %99'a Kadar Filtrasyon Özelliğine Sahiptir

Spunbond Katman

%100 Polipropilen non-woven kumaş
Antibakteriyel ve su itici özellik

Meltblown Katman

Yüksek yoğunluklu
Rahat ve mükemmel nefes alabilirlik

Spunbond Katman

100% Polipropilen non-woven kumaş

TESTLER

	Bakteri Filtrasyon Etkinliği (BFE)	Nefes Alabilirlik (Basınç Farkı)	Mikrobiyal Temizlik	Kan Sıçrama Direnci
EN 14983:2019+AC:2019 Standardının istediği Test Sonuç Değerleri	Tip I ≥95 Tip II ≥98	<60 Pa/cm ²	≤30 kob/gr	Tip IIR ≥16 kPa
Nimo Tek Kullanımlık Cerrahi Yüz Maskesi Test Sonuçları	%98,34	39.0 Pa/cm ²	13 kob/gr	>21.3 kPa




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Nonwoven kumaştan üretilmiştir
- Alerjik kanserojen madde içermez
- Mükemmel hava geçirgenliği
- Kolay nefes almayı sağlar
- Tüylene yapmaz
- Lastikli, ultrasonik kikişli
- Yüze mükemmel uyum sağlar
- Tek kullanımlık
- 10'lu poşet

3 KATLI



TOPLAM 102GR



HAVA NEMLENDİRİCİ

nimomed®

ULTRASONİK HAVA NEMLENDİRİCİ

MODEL NO:HNK-HUM-01

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ultrasonik Nemlendirme Teknolojisi
- Saatte 250 ml Buhar Çıkış Hızı
- Çıkarılabilir Su Haznesi
- Çalışırken yukarıdan su ekleyebilme özelliği
- Su azaldığında otomatik kapanma
- Sessiz Çalışma 45dB 'den düşük

STANDART AKSESUARLAR

1 Adet Nimomed HNK-HUM-01 Ultrasonik Hava Nemlendirici, 1 Adet Temizleme Fırçası, 1 Adet Kullanma Kılavuzu, 1 Adet Garanti Belgesi



Aromatik
Yağ
Eklenebilir



360 Derece
Ayarlanabilir
Buhar Çıkışı



İki Renkli
Uyarıcı Buton
Aydınlatması



Sessiz
Çalışma



Otomatik
Kapanma



Ayarlanabilir
Buhar
Yoğunluğu



Karbon
Hava Filtresi



Çevre Dostu
Düşük Enerji
Tüketimi



Maksimum
Etki Alanı
30 m²



4.5 L Su
Haznesi

İTHAL
ÜRÜNLER

İTHAL
ÜRÜNLER



TANSİYON ALETİ



nimo®



Akıllı Tip Dijital Tansiyon Aleti



OTOMATİK TÜRKÇE KONUŞAN KOLDAN ÖLÇER TANSİYON ALETİ

MODEL NO: HKDK-01

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut	105(B)x120(E)x55(Y)mm
Ağırlık	Piller hariç 310 gram
Ölçüm Metodu	Osilometrik
En Yüksek Basınç	300mmHg
Ölçüm Aralığı	40 - 260 mmHg (Kan basıncı) 40 - 160 atım/dk (Nabız)
Ölçüm Doğruluğu	±3mmHg Kan Basıncı ±5% Nabız Ölçüm
Şişirme	Pompa tarafından otomatik
Kademeli Sönme	Otomatik elektronik valf
Piller	4 adet AA x1.5V
Adaptör	Opsiyonel, 6V, 600mA
Hafıza	2 kullanıcı her kullanıcı 90 adet
Manşon	22-32 cm (standart manşon)
Sınıfı	Sınıf II

STANDART AKSESUARLAR

Ana Cihaz, Manşon, 4xAA Pil, Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi

OTOMATİK KOLDAN ÖLÇER DİJİTAL TANSİYON ALETİ

MODEL NO: HKD-02

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Üst koldan ölçer
Ölçüm Aralığı	Diyastolik Kan Basıncı: 40-130 mmHg Sistolik Kan Basıncı : 60-230 mmHg Nabız: 40-199 atım/dk
Doğruluk	Kan Basıncı: ±3mmHg Nabız: ±5%
Hafıza	2x120 adet hafıza (Çift Kullanıcı)
Ortalama Alma Fonksiyonu	Son 3 ölçüm değerinin ortalamasını alma
Materyal	ABS+LCD Ekran
Manşon Boyutları	22-40 cm
Güç Kaynağı	Dahili-DC 6V (4*AAA) / Harici-DC 5V 1A
Çalışma Ortam Koşulları	Sıcaklık: 5°C ~ 40°C Nem : 15% to 93% RH. Atmosfer Basıncı: 70 ~ 106 kPa
Depolama ve Taşıma Ortam Koşulları	Sıcaklık: -25°C ~ 70°C Nem: ≤93% RH. Atmosfer Basıncı: 70 ~ 106 kPa

STANDART AKSESUARLAR

Geniş Aralıklı Sert Manşon 8.7" - 15.7" (22 - 40 cm)





TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut	110mm(B) x 80mm(E) x 52(Y)mm
Ağırlık	Piller hariç 285 gram
Ölçüm Metodu	Osilometrik
Ölçüm Aralığı	40-260 mmHg (Kan Basıncı) 40-160 atım/dk (Nabız)
Ölçüm Doğruluğu	± 3 mmHg Kan Basıncı ± 5% Nabız
Şişirme	Pompa tarafından otomatik
Kademeli Sönme	Otomatik elektronik valf
Pil	4 adet AAx1.5V
Adaptör	Opsiyonel, 6V, 600mA
Hafıza	90 adet
Manşon	22-32 cm boyutunda (standard manşon)

STANDART AKSESUARLAR

1xAna Cihaz, 1xManşon, 4xAA Pil, 1xKullanım Kılavuzu
1xGaranti Belgesi




OTOMATİK TÜRKÇE KONUŞAN BİLEKTEN ÖLÇER TANSİYON ALETİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut	66(B)x70(E)x30(Y)mm
Ağırlık	Piller hariç 123 gram
Ölçüm Metodu	Osilometrik
Ölçüm Aralığı	40-260 mmHg (Kan Basıncı) 40-160 atım/dk (Nabız)
Ölçüm Doğruluğu	±3mmHg Kan Basıncı ±5% Nabız
Şişirme	Pompa tarafından otomatik
Kademeli Sönme	Otomatik elektronik valf
Pil	2 Adet AAx1.5V
Hafıza	2 kullanıcı her kullanıcı 90 adet
Manşon Boyutu	12.5~20.5 cm

STANDART AKSESUARLAR

Ana Cihaz, Bilek Manşonu, 2xAAA Pil, Taşıma Kutusu,
Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi



TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut	66(B)x70(E)x30(Y)mm
Ağırlık	Piller hariç 110 gram
Ölçüm Metodu	Osilometrik
En Yüksek Basınç	300mmHg
Ölçüm Aralığı	40-260 mmHg (Kan Basıncı) 40-160 atım/dk (Nabız)
Ölçüm Doğruluğu	±3mmHg Kan Basıncı ±5% Nabız
Şişirme	Pompa tarafından otomatik
Kademeli Sönme	Otomatik elektronik valf
Pil	2 Adet AAAx1.5V
Manşon Boyutu	12.5~20.5
Sınıf	Sınıfı II

STANDART AKSESUARLAR

Ana Cihaz, Bilek Manşonu, 2xAAA Pil,
Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi, Saklama Kutusu



ANEROİD PALM TİPİ ÇİFT BORULU KANCALI TANSİYON ALETİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Profesyonel kullanım için kaliteli, çift borulu
- Hastane, ev ve işyeri gibi yerlerde kullanıma uygun
- Tek elle kullanım kolaylığı ve parmakla kontrol
- Yüksek doğruluk oranı



Tek elle kullanım

Klasik
Çift Borulu

STANDART AKSESUARLAR

Krom Kaplama Metal Kasa, Standart Metal Klips, Çift Borulu
Yetişkin Tipi Lateks Şişirme Valfi, Siyah Naylon Taşıma Çantası



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüm Aralığı	0-300 mmHg
Ölçüm Doğruluğu	± 3 mmHg
Boyut	165mmx53mmx51mm
Net Ağırlık	364 ± 5g



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yumuşak taşıma çantası
- Cırtlı kaliteli manşon
- Yüksek kalitede hassas ölçüm
- Stetoskoplu aneroid tansiyon aleti

STANDART AKSESUARLAR

1x Aneroid Tansiyon Aleti, 1x Manşon, 1x Stetoskop,
1x Yumuşak Taşıma Çantası, 1x Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

ANEROİD ÇOCUK TANSİYON ALETİ

MODEL NO: HS-20C

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek kalite, daha iyi sağlık
- Bebek ve çocuklar için üretilmiştir
- Lateks içermez

STANDART AKSESUARLAR

1x Aneroid Tansiyon Aleti, 1x Manşon, 1x Stetoskop,
1x Yumuşak Taşıma Çantası, 1x Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi



ANEROİD TANSİYON ALETİ

MODEL NO: HNK-AN1

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Güvenilir yapı ve yüksek kalite
- Yenilikçi dış tasarım
- Hafif ve taşınması kolay
- Rahat okunabilir büyük ekran gösterge



Stetoskop
Hariç!



ABS
plastik
gösterge



Okuması kolay
büyük ekran
gösterge tasarımı



Yüksek
hassasiyetli
hava tahliye
vanası



Hızlı şişirme
için
yumuşak
pvc pompa



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek ses kalitesi
- Kolay kullanım

RAPPAPORT STETOSKOP

MODEL NO: HS-30C

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek kaliteli valflerle üretilmiştir
- Yetişkin, çocuk ve bebeklerde kullanılabilir
- Bebeklerin kalbinden gelen düşük ve orta seviyeli sesleri en iyi şekilde duymanızı sağlar



DÖNER DİYAFRAMLİ STETOSKOP

MODEL NO: HNK-W2

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çift borulu sistem
- Yumuşak-sızdırmaz kulak başlıkları
- Yüksek akustik hassasiyeti
- Soğuk olmayan halkalı geleneksel kombinasyon göğüs kiti
- Düşük ve yüksek frekansları belirlemek için gezici diyafram

STANDART AKSESUARLAR

4 adet Yedek Yumuşak Kulaklık Uçları, 1 adet Yedek Diyafram





ULTRASONİK NEBULİZATÖR



ULTRASONİK NEBÜLİZATÖR

MODEL NO: HNK-UN-01

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj	220-240 VAC, 50/60 Hz
Güç	25 W
Osilatör Frekansı	1.7 Mhz
Partikül Boyutu	0-5 µm
Maks. Nebulizasyon Hızı	≥ 2.0 ml/dk
İlaç Hazne Kapasitesi	12 ml (maks)
Ağırlık	1.5 kg

STANDART AKSESUARLAR


Uzatma Hortumu(2 Parça), Yetişkin ve Çocuk Maske,
5 Adet İlaç Haznesi, Ağızlık (2 Adet), Sızdırmazlık Halkası



nimo®



KLİNİK VE ODA DERECELERİ



DİJİTAL DERECE

MODEL NO: HNK-ECT-1

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Son ölçüm değerinin otomatik olarak hafızaya kaydedilmesi
- Ölçümün tamamlandığını bip sesi ile bildirir
- Otomatik kapanma özelliği sayesinde uzun pil ömrü
- °C & °F Ölçümü
- Lcd ekranda düşük pil uyarı göstergesi

Güvenilir
Doğruluk

Hızlı
Ölçüm

Otomatik
Kapanma

ALARMLI





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Dijital Sıcaklık ve Nem Ölçer
- Gün içinde Maksimum-Minimum değeri kaydetme
- Alarmlı
- Max&Min değeri gösteren buton
- Saat ve Tarih
- °C ve °F görüntüleme
- Uzun ömürlü kullanım

DİJİTAL İÇ NEM VE SICAKLIK / DIŞ SICAKLIK ÖLÇER

MODEL NO: SH-109


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İç ortamın nem ve sıcaklığını dış ortamın sıcaklığını ölçme
- Gün içersindeki maksimum-minimum değerleri görüntüleme
- °C ve °F görüntüleme
- Büyük ve okunabilir ekran
- Uzun ömürlü kullanım
- Harici ölçüm probu dahildir



DİJİTAL ODA DERECESİ

MODEL NO: SH-138



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Dijital
- Plastik
- Sağlam
- Lcd ekran
- Uzun ömürlü kullanım



ANNE VE BEBEK



GÖĞÜS PEDI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kaymayı önleyen sabitleyici bantlar
- Yumuşak emici "NON WOVEN" dış yüzey
- Süper emici polimer jel
- Extra yumuşak pamuksu doku
- Nem koruyucu dış yüzey
- Nefes alan sistem ve giysiler için güvenli koruma

30 ADET + 10 ADET HEDİYE = 40'Lİ PAKET



HAVALI YATAK



nimo®



AYARLANABİLİR
BASINÇ
POMPASI



PETEKLİ HAVALI YATAK VE BASINÇ POMPASI

MODEL NO: HF6001+HF62012

TEKNİK ÖZELLİKLER

PETEKLİ HAVALI YATAK

Boyut	200 (B) x 90 (E) x 7.0 (Y) cm
Hava Hücreleri	130 Adet Hava Hücresi
Aksesuar	Tamir kiti, 1.5M Hortum
Materyal	Tıbbi Sınıf Tayvan Nanya PVC
PVC Kalınlığı	0.3mm
Renk	Bej
Yatak Ağırlığı	2.2-2.5kg
Taşıma Kapasitesi	120-130kg

BASINÇ POMPASI

Çalışma Gerilimi	220VAC/50Hz
Hava Çıkış Oranı	5-7 Litre/Dakika
Basınç aralığı	50mmHg - 110mmHg
Devir Zamanı	12 dk
Güç Tüketimi	7W
Sigorta	1A
Boyutları	23.5 (B) x 12 (E) x 9.5 (Y) cm
Ağırlık	1.4 kg

STANDART AKSESUARLAR

1x Basınç Pompası, 1x Havalı Yatak, 1x Çift Hortum,
1x Tamir Kiti, Kullanım Kılavuzu

VENTİLASYON ÖZELLİKLİ BORU TİPİ HAVALI YATAK

MODEL NO: HF62012 / HF6002-17P

TEKNİK ÖZELLİKLER

BORU TİPİ YATAK

Boyut	190 cm(B)x85 cm (E)x11.5 cm(Y)
Teknik Özellikler	Tamir Kiti ,ekstra hücre, kanatlı havalandırma
Yatak Örtüsü	Güçlü Naylon PU
Hava Hücreleri	17 Adet PVC Boru Tipi Hücre
Renk	Mavi
Yatak Ağırlığı	5.2 kg
Taşıma Kapasitesi	135-140 kg

AYARLANABİLİR BASINÇ POMPASI

Çalışma Gerilimi	220 VAC/50Hz
Hava Çıkış Oranı	6-8 Litre/Dakika
Devir Zamanı	12 dk
Basınç Oranı	50mmHg - 110 mmHg
Güç Tüketimi	7W
Sigorta	1A
Boyutları	23.5 cm(B)x11.7 cm (E)x8.1 cm(Y)
Ağırlık	1.3 kg

STANDART AKSESUARLAR

1x Basınç Pompası, 1x Havalı Yatak, 1x Çift Hortum,
1x Tamir Kiti, 1x Yedek Hücre, Kullanım Kılavuzu




AYARLANABİLİR
BASINÇ
POMPASI





SICAK SU TORBASI



2000ml KAUÇUK SICAK SU TORBASI

MODEL NO: KC-0001



2000ml ÖZEL KILIFLI SICAK SU TORBASI

MODEL NO: BK-0004



2000ml KILIFLI KAUÇUK SICAK SU TORBASI

MODEL NO: KK-0002



750 ml ÇOCUKLAR İÇİN KILIFLI SICAK SU TORBASI

MODEL NO: CK-01

PREZERVATİF



ANTI-M KONDOM 12'Lİ PAKET NOKTALI



ANTI-M KONDOM 12'Lİ PAKET ÇİLEK AROMALI



ANTI-M KONDOM 12'Lİ PAKET TIRTIRLI

SERTİFİKALARIMIZ



Medikal çözümlerle
Her zaman yanınızdayız



HÜNKAR
ECZA VE MEDİKAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Hünkar Ecza ve Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akçeşme Mah. 2019 Sk. No:5
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE
Tel: +90 258 371 46 56



www.hunkarmedikal.com

